



**Transfusion Interrégionale CRS SA**

Centre d'essais d'aptitude | Administration

✉ Case postale | 3001 Berne

📄 Murtenstrasse 133 | 3008 Berne

iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch

T +41 31 384 23 00

Berne, 8 mars 2024 /cti/sme

V241\_BMKF

## Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2024-01 anti-HBc IgM

L'échantillon 2024-113 était du matériel anti-HBc IgM négatif.

L'échantillon 2024-114 était du matériel anti-HBc IgM positif.

L'échantillon 2024-115 était du matériel anti-HBc IgM négatif.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

### Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **9** contrôles de qualité expédiés, **9** participants (**100 %**) ont renvoyé les résultats. **9** participants (**100 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

**Les participants sont priés de remplir aussi la case des résultats.**

### Anti-HBc IgM

Code de test et informations supplémentaires	Nombre de participants
1 Abbott HbC IgM, Alinity	1
2 Abbott HbC IgM, Architect	2
5 Roche HbC IgM, Cobas	5
6 Siemens HbC IgM, Atellica; Centaur	1

### Résultats

	Anti-HBc IgM	Résultat
2024-113	sérum humain négatif	NR
2024-114	sérum humain positif	R
2024-115	sérum humain négatif	NR

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | GZ = zone grise

**Envoi du prochain contrôle de qualité: 24 avril 2024**

