



**Transfusion Interrégionale CRS SA**  
Centre d'essais d'aptitude | Administration  
✉ Case postale | 3001 Berne  
📄 Murtenstrasse 133 | 3008 Berne  
iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch  
T +41 31 384 23 00

Berne, 31 mai 2024 /cti/sme

V242\_BMKF

## Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2024-02 anti-HBc IgM

L'échantillon 2024-213 était du matériel anti-HBc IgM négatif.

L'échantillon 2024-214 était du matériel anti-HBc IgM négatif.

L'échantillon 2024-215 était du matériel anti-HBc IgM positif.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

### Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **8** contrôles de qualité expédiés, **8** participants (**100 %**) ont renvoyé les résultats. **8** participants (**100 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

**Les participants sont priés de remplir aussi la case des résultats.**

### Anti-HBc IgM

Code de test et informations supplémentaires	Nombre de participants
1 Abbott HbC IgM, Alinity	1
2 Abbott HbC IgM, Architect	2
5 Roche HbC IgM, Cobas	4
6 Siemens HbC IgM, Atellica; Centaur	1

### Résultats

	Anti-HBc IgM	Résultat
2024-213	sérum humain négatif	NR
2024-214	sérum humain négatif	NR
2024-215	sérum humain positif	R

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | GZ = zone grise

**Envoi du prochain contrôle de qualité: 12 août 2024**

