



**Transfusion Interrégionale CRS SA**  
Centre d'essais d'aptitude | Administration  
✉ Case postale | 3001 Berne  
📄 Murtenstrasse 133 | 3008 Berne  
iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch  
T +41 31 384 23 00

Berne, 20 septembre 2024 /cti/sme v243\_BMKF

## Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2024-03 anti-HBc IgM

L'échantillon 2024-313 était du matériel anti-HBc IgM positif.

L'échantillon 2024-314 était du matériel anti-HBc IgM négatif.

L'échantillon 2024-315 était du matériel anti-HBc IgM positif.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

### Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **8** contrôles de qualité expédiés, **8** participants (**100 %**) ont renvoyé les résultats. **8** participants (**100%**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

**Les participants sont priés de remplir aussi la case des résultats.**

### Anti-HBc IgM

| Code de test et informations supplémentaires | Nombre de participants |
|--|------------------------|
| 1 Abbott HbC IgM, Alinity                    | 1                      |
| 2 Abbott HbC IgM, Architect                  | 2                      |
| 5 Roche HbC IgM, Cobas                       | 4                      |
| 6 Siemens HbC IgM, Atellica; Centaur         | 1                      |

### Résultats

|          | Anti-HBc IgM         | Résultat |
|----------|----------------------|----------|
| 2024-313 | sérum humain positif | R        |
| 2024-314 | sérum humain négatif | NR       |
| 2024-315 | sérum humain positif | R        |

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | GZ = zone grise

**Envoi du prochain contrôle de qualité: 28 octobre 2024**

